

ÜBERNAHME IN DAS PVS

In vier Schritten vom Patientenhandy in die Fallakte

Die Patientin oder der Patient hat die Anamnese bereits auf dem eigenen Handy in seiner Sprache ausgefüllt. Die Zusammenfassung wird als DataMatrix-Code angezeigt und mit dem Handscanner direkt in Ihr PVS eingelesen — ohne Abtippen, ohne Umweg.



1

Zusammenfassung auf dem Patientenhandy

Die Person öffnet die anamnestische Zusammenfassung auf ihrem Handy. Auf dem Display erscheinen die DataMatrix-Codes.



2

Fallakte öffnen und Cursor setzen

Im PVS die Fallakte der Person öffnen und den **Cursor wie zum Tippen** in das gewünschte Feld setzen.

ANAMNESE



3

Codes mit dem Handscanner einlesen

Die Codes vom Display abscannen — wie bei einem Medikationsplan, **nacheinander** in der angezeigten Reihenfolge.



4

Fertig – der Anamnese-Text steht im PVS

Der Text erscheint im gewählten Feld und lässt sich wie getippter Text weiterbearbeiten.



Display gut lesbar

Helligkeit hochstellen und das Handy ruhig halten — dann liest der Scanner den Code sofort.

Kein Code übersprungen

Längere Anamnesen sind auf mehrere Codes verteilt. Erst wenn alle eingelesen sind, ist der Text vollständig.

Keine Installation nötig

Der Handscanner gibt den Inhalt wie eine Tastatur aus — Ihr PVS braucht keine Anbindung.